

Productos Microstream® para pacientes no intubados

La tecnología Smart CapnoLine® Plus mejora la precisión de monitorización de CO₂

Oridion proporciona los productos de muestreo de etCO₂ más efectivos para pacientes no intubados. Las tecnologías de capnografía Microstream incluyen las líneas de muestreo de etCO₂ FilterLine® con diseños patentados únicos para un mejor rendimiento. La tecnología de muestreo "inteligente" de etCO₂ FilterLine, con su gran bigote oral, ofrece un muestreo oral y nasal muy efectivo, incluso en pacientes con volúmenes tidales muy bajos. Además, Oridion emplea un sistema de administración de oxígeno único que proporciona una administración más cómoda para el paciente, reduciendo el efecto secado del O₂ sobre las sensibles membranas mucosas.

Características y ventajas

Diseño Uni-junction™ patentado

Garantiza muestras orales y nasales efectivas incluso con volúmenes tidales bajos y sin dilución de la forma de onda durante la administración de O₂

Sistema de administración de O₂ único y patentado

Permite una terapia con oxígeno efectiva y reduce el efecto secado del O₂ sobre las sensibles membranas mucosas


Trampa de agua incorporada con un filtro hidrófobo

Evita que al humedad entre al monitor mientras que mantiene un flujo laminar y formas de onda excelentes

Matriz de líneas de muestreo especializadas

se ajusta a cualquier necesidad clínica, mayores tiempos de monitorización, entornos muy húmedos

La monitorización de la boca y ambos orificios nasales ofrece una monitorización respiratoria fiable y reduce las alarmas clínicamente insignificantes para el personal.



Oridion®

www.oridion.com

Todos los productos de análisis de respiración FilterLine® son para un único paciente. Envases de 25 unidades, a menos que se especifique lo contrario.

FilterLine estándar, longitud: **200 cm, 6,5 pies**. FilterLine largo, longitud: **400 cm, 13 pies**. Las especificaciones son susceptibles de sufrir cambios sin previo aviso.

Uso a corto plazo

Smart CapnoLine® Plus



Aplicaciones principales:

Sedación quirúrgica, intervenciones gastrointestinales inferiores, quirófano, cuidados anestésicos monitorizados, servicios médicos de urgencias, áreas de urgencias, equipo global de respuesta rápida

Oral Nasal

Adulto/Intermedio	009818
Adulto/Pediátrico 100 piezas	010209
Adulto/Intermedio largo	010340
Adulto/Pediátrico largo 100 piezas	010339
Adulto/Intermedio O ₂	009822
Adulto/Intermedio O ₂	100 piezas 010210
Adulto/Intermedio O ₂	largo 009826
Adulto/Intermedio O ₂	largo 100 piezas

Smart CapnoLine Guardian™



Aplicaciones principales:

Esofagogastroduodenoscopia, rectocolangiopancreatografía, broncoscopia, ecocardiograma transesofágico

Oral Nasal

Conector 2M O ₂	012528
Tubo 2M O ₂	012529
Tubo 4M O ₂	012530
Conector 2M O ₂ 100 piezas	012537
Tubo 2M O ₂ 100 piezas	012538
Tubo 4M O ₂ 100 piezas	012539
Gum Comfort Pad	012541
Cierre de gancho y bucle	012542

Smart CapnoLine™



Aplicaciones principales:

Sedación quirúrgica, servicios médicos de urgencias, áreas de urgencias, equipo global de respuesta rápida

Oral Nasal

Pediátrico	007266
Pediátrico O ₂	007269
Pediátrico O ₂ largo	007743

O₂/CO₂ Nasal FilterLine®



Aplicaciones principales:

Cuando se prefiere un muestreo nasal

Nasal

Adulto	010207
Adulto	010208
Adulto O ₂	006912
Adulto O ₂	010304
Adulto largo	010342
Adulto largo	010343
Adulto O ₂ largo	007739
Adulto O ₂ largo	010344
Pediátrico O ₂	006912
Pediátrico O ₂ largo	007740

Nasal/NIV Line™



Aplicaciones principales:

servicios médicos de urgencias, áreas de urgencias

Nasal

Adulto	008174
Pediátrico	008175
Niños/Neonatos	XS04476

Uso a largo plazo

Smart CapnoLine H Plus



Aplicaciones principales:

Planta de cirugía, cuidados intensivos, laboratorio del sueño

Oral Nasal

Adulto/Intermedio O ₂	010433
Adulto/Intermedio O ₂	100 piezas 010625

Smart CapnoLine H



Aplicaciones principales:

Planta de cirugía, cuidados intensivos

Oral Nasal

Pediátrico	010581
Pediátrico O ₂	010582

CapnoLine H



Aplicaciones principales:

Cuando se prefiere el muestreo nasal, cuidados intensivos, laboratorio del sueño

Nasal

Adulto	008177
Pediátrico	008178
Niños/Neonatos	008179
Adulto O ₂	008180
Pediátrico O ₂	008181
Niños/Neonatos O ₂	012111

Microstream, FilterLine, CapnoLine y Capnostream son marcas comerciales registradas y NIV Line y Smart CapnoLine Guardian son marcas comerciales de Oridion Medical 1987 Ltd.

Los productos de Oridion están protegidos por una o más de las siguientes patentes de EE.UU.: 6.422.240; 5.857.461; 6.437.316; 6.926.005; 5.657.750 y las equivalentes extranjeras. Pendientes otras solicitudes de patente.



Oridion®

Oridion Capnography Inc.
160 Gould Street
Suite 205
Needham MA 02494
EE.UU.
Tel: (888) ORIDION
Fax: (781) 453-2722

www.oridion.com

Oridion Medical 1987 Ltd.
7 Hamarpe Street
97774
Jerusalén
Israel
Tel.: +972 2 589 9158
Fax: +972 2 586 6680

© 2010 Oridion Medical 1987 Ltd. Todos los derechos reservados. MM0908A